
SILICEA C200 GLOBULOS

Registro ISP: H-981

Composición: Cada 100 g contiene: Silicea C200 (1 mL). Excipientes: Glóbulos sacarosa c.s.p.

Dosis Recomendada: 1 tubo a la semana por un mes, y luego 1 tubo mensual por un máximo de 6 meses.

Disolver bajo la lengua.

Indicación/Uso: Coadyuvante en el tratamiento de la prevención de la caída del cabello. Inflamación crónica y supuración de la piel, ganglios, mucosas y articulaciones. Fortalece tejido conectivo, epidermis, pelo y uñas.

Advertencias y contraindicaciones: Durante su utilización puede aparecer una agravación inicial y transitoria de los síntomas de la enfermedad, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales desaparecerán al continuar con el tratamiento. No administrar con alimentos ni bebidas estimulantes (café, té, etc.). Mantener fuera del alcance de los niños y en lugar fresco y seco a no más de 25°C.

Condiciones de venta: Venta directa en establecimientos tipo A y B.

Presentación: Tubo por 2 g.



Knop Laboratorios S.A. no se hace responsable por el uso indebido de la información contenida en este catálogo. Es de uso exclusivo de profesionales legalmente habilitados para prescribir o dispensar productos farmacéuticos.