
BACILLINUM C200 GLOBULOS

Registro ISP: H-981

Composición: Cada 100 g contienen: Bacillinum C200 (1 mL). Excipientes: Glóbulos sacarosa c.s.p.

Dosis Recomendada: 1 tubo a la semana por un mes, y luego 1 tubo mensual por un máximo de 6 meses.

Disolver bajo la lengua.

Indicación/Uso: Inmunoestimulante. Coadyuvante del tratamiento de la inflamación de las vías respiratorias. Enfermedades de la piel, como fístulas. Estados de debilidad general.

Advertencias y contraindicaciones: Durante su utilización puede aparecer una agravación inicial y transitoria de los síntomas de la enfermedad, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales desaparecerán al continuar con el tratamiento. No administrar con alimentos ni bebidas estimulantes (café, té, etc.). Mantener fuera del alcance de los niños y en lugar fresco y seco a no más de 25°C.

Condiciones de venta: Venta directa en establecimientos tipo A y B.

Presentación: Tubo x 2 g



IMAGEN NO DISPONIBLE

Knop Laboratorios S.A. no se hace responsable por el uso indebido de la información contenida en este catálogo. Es de uso exclusivo de profesionales legalmente habilitados para prescribir o dispensar productos farmacéuticos.